


## Plexiglas Glovebox mit abnehmbarer Frontscheibe und Schnellspannverschlüssen

Edelstahl Glovebox für Anwendungen in Industrie und Forschung:

- Gloveboxen aus Plexiglas, Polycarbonatglas und anderen Kunststoffen
- Abmessungen: Nach Kundenwunsch, Standard: Grundfläche außen 910 mm x 600 mm Höhe innen ca. 600 mm
- Schleusen aus Edelstahl und Plexiglas

Optional:

- Sauerstoff- und Feuchtemessung
- Gasreinheit  $< 1\text{ppm O}_2$  und  $< 1\text{ppm H}_2\text{O}$
- Mikroprozessor Steuerung für den automatisierten Betrieb, Regeneration und Schleusenbedienung
- Touch-Screen-Display zur Anzeige und Bedienung
- Boden aus Edelstahl
- Durchführungen nach Bedarf



**Plexi-Glovebox mit Edelstahl-Boden**



## **Externe Gasreinigung zur Verwendung mit Kunststoff Gloveboxen.**

- nachrüstbar für alle Gloveboxen
- Sauerstoff- und Feuchteentfernung
- Gasmischung möglich
- einfache Bedienung